


TRI•ACTIVE



La bellezza sotto una nuova luce

Dermodynamic

OBIETTIVO: una linea perfetta.

Tri-Active è il risultato di una nuova tecnologia **Deka**, basata sull'azione armonica di tre diverse metodiche in grado di ripristinare le normali condizioni omeostatiche della cute. Il trattamento si propone di affrontare il problema della cellulite, avvalendosi dell'azione combinata di un sistema di raffreddamento localizzato in grado di ridurre rapidamente la raccolta edematosa, di un massaggio ad aspirazione ritmica capace di stimolare la pompa linfodrenante, di una profonda stimolazione laser che favorisce la neoangiogenesi dei vasi intradermici e il ripristino del microcircolo arterioso, venoso e linfatico.

LEVIGARE E
TONIFICARE

RASSODARE

MODELLARE

RISULTATO: un corpo sempre in forma.

Cellulite e metodo Dermodynamic.

La progressiva azione di massaggio e stimolazione sul tessuto connettivo e adiposo, permette di riattivare fisiologicamente i meccanismi di eliminazione delle tossine e l'ossigenazione dei tessuti, producendo un riallineamento armonico della trama connettivale.

1 STIMOLARE

L'azione del laser favorisce il microcircolo a livello venoso e arterioso aumentando anche la portata linfatica.

2 RAFFREDDARE

La crioterapia è in grado di ridurre l'edema stimolando una ginnastica vascolare in sinergia con il laser.

3 MASSAGGIARE


L'aspirazione ritmata stimola il linfodrenaggio e determina una mobilitazione dei tessuti, generando una migliore elasticità delle fibre collagene.

TRI·ACTIVE.
UNA TRIPLICE AZIONE
CONTRO GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE.



Da una tecnologia evoluta un modo semplice per combattere la cellulite.

Speciali manipoli, studiati e realizzati ergonomicamente secondo le diverse esigenze anatomiche, consentono al professionista il facile trattamento di zone sia ampie sia localizzate. Il sistema **Tri-Active** fornisce buone risposte cliniche nel trattamento della cellulite, nella riduzione di patologie infiammatorie e nella terapia di supporto alla liposuzione. Il protocollo **Dermodynamic**, sviluppato tenendo conto delle diverse tipologie morfologiche, permette una riduzione clinicamente rilevabile della cellulite con una diminuzione delle circonferenze distrettuali, della plicometria e un aumento dell'elasticità cutanea. Tali risultati sono rilevabili anche attraverso la normalizzazione del quadro termografico.



TECNOLOGIA

unica e innovativa
per la bellezza del viso.

Un viso luminoso, levigato, a dispetto degli anni. Questo garantisce **Tri-Active**, un trattamento unico al mondo che, attraverso l'innovazione esclusiva di **Dermodynamic**, regala una radiosa bellezza alla pelle del viso. Pochi gesti semplici e delicati che infondono una straordinaria sensazione di benessere e, stimolando il rinnovamento cellulare, tendono la pelle donandole un effetto lifting visibile. I tratti del viso si distendono, le piccole rughe si attenuano, la pelle ritrova splendore immediato: è vellutata, levigata, luminosa. Perfetta al tatto e alla vista, sotto qualsiasi luce.



Lo sguardo si illumina.

Un visibile ringiovanimento dello sguardo, una nuova espressione radiosa e tonica. La zona del contorno occhi acquista un aspetto fresco e giovanile.


Un viso stupendo.

L'attenuazione delle rughe e l'intensa azione sul rilassamento cutaneo portano a un rimodellamento del viso. Un evidente effetto lifting che si irradia dal décolleté al collo, dal contorno della bocca alla zona perioculare, grazie alla gamma completa di Face-Tips.



Nuovo tono alla pelle.

Grazie all'azione stimolante sulle strutture collageniche, al profondo effetto antiedema e alla rivascolarizzazione attivata dal laser, la cute appare più distesa e vellutata, il colorito fresco e luminoso, uniforme.





DATI TECNICI

Tipo di laser	Semiconduttore
Lunghezza d'onda	808 nm
Potenza	6x1W (max)
Raffreddamento localizzato	20° C (min)
Aspirazione modulabile	Frequenza 0.2 ÷ 5 Hz - Duty cycle 20 ÷ 80%
Alimentazione	230 Vac/2.5 A (max)/50/60 Hz
Dimensioni	120 cm (A) - 48 cm (L) - 60 cm (P)
Peso	40 Kg

APPLICAZIONI PRINCIPALI

- RILASAMENTO CUTANEO E GRASSO LOCALIZZATO
- ELIMINAZIONE TOSSINE E INFILTRATI CELLULITICI
- PELLE A BUCCIA D'ARANCIA ED ELASTICITÀ CUTANEA
- RITENZIONE IDRICA
- GAMBE PESANTI
- TONIFICARE, LEVIGARE, RASSODARE E MODELLARE

CE
0459




RADIAZIONE LASER.
EVITARE L'ESPOSIZIONE DELL'OCCHIO
ALLA RADIAZIONE DIRETTA
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 3R
Max. potenza laser @ 790 + 980 nm: 6x1W
Classificato secondo la EN 60825-1 (2007-02)

www.dekalaser.com

DEKA LA SCIENZA DEL BENESSERE

Deka è la divisione medica del gruppo El.En., leader italiano nella produzione di apparecchiature laser. Fondata nel 1981 opera in più di 40 paesi nel mondo. L'attività del gruppo copre la maggior parte delle applicazioni industriali e delle sorgenti laser con potenze fino a 6 kW.

Deka produce apparecchi laser secondo le specifiche della Direttiva 93/42/CEE e adotta un sistema di assicurazione della qualità certificato da  in base alle normative ISO 9001 e ISO 13485.



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com